

7140 Punch Basic Kit



Kit-ul Punch Basic conține membrană mucoasă pe 5 diametre diferite pentru folosirea în implantarea imediată, pentru luarea grefelor de mucoasă precum și descoperirea gingiei după implantare. Ar trebui evitat un contact mare cu osul și nu ar trebui depășită o viteză mai mare de 200 rot/min, asigurând un nivel suficient de răcire în același timp.

The Punch Basic Kit contains mucous membrane punches with five different diameters for application within the scope of immediate implants, for taking mucosa grafts as well as uncovering the gingiva after implantation. A high level of bone contact should be avoided and a rotation speed of 200 min⁻¹ should not be exceeded, whilst ensuring a sufficient level of cooling.

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	↕	↕	Pieces/Kit
	225	RA	330 204 485 373	030	3,7	3,0	1
	225	RA	330 204 485 373	040	4,7	4,0	1
	225	RA	330 204 485 373	050	5,7	5,0	1
	225	RA	330 204 485 373	060	6,7	6,0	1
	225	RA	330 204 485 373	070	7,7	7,0	1

¹ 204=RA

↕ Innendurchmesser Internal diameter ↕ Außendurchmesser External diameter