








BSKSL Surgical Kit 1



Kit-ul Chirurgical 1 include instrumente de acces lateral in procedura de ridicare a sinusului extern. Frezele de oțel in 3 diametre și instrumentarul diamantat in 3 diametre permit subțierea succesivă a peretelui facial al sinusului maxilar. Diametrele mari ale instrumentelor protejează împotriva perforării membrane Schneider.

Surgical Kit 1 includes instruments for lateral access in the external sinus lift procedure. Carbide burs in three diameters and diamond instruments in three grain sizes allow successive thinning of the facial wall of the maxillary sinus. The large diameters of the instruments protects against perforation of the Schneider membrane.

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	HM141F	HP	500 104 001 251	018	1
	HM141F	HP	500 104 001 251	031	1
	HM141F	HP	500 104 001 251	050	1
	HM161RX	HP	500 104 408 296	018	1
	801	HP	806 104 001 524	050	1
	801G	HP	806 104 001 534	050	1
	801H	HP	806 104 001 544	050	1

¹ 104=HP